

Тому, кого это может касаться

21.11.2013

Ответ на запрос ООО “Лаборатория качества” (www.Q-LAB.pro)

Официальное пояснение

Компания Chopin Technologies (www.chopin.fr) считает целесообразным дать официальное пояснение к стандартам ISO 27971, ГОСТ Р 51415-99 и аналогичным, описывающим порядок работы на приборе Альвеограф/Альвео-консистограф.

Настоящие стандарты указывают на то, что в случае, если одна из альвеограмм, значительно отклоняется от других, то она должна быть исключена из выборки. При этом однозначно не уточняется, каким критерием должна обладать отличающаяся кривая.

Компания Chopin Technologies рекомендует придерживаться следующего правила.

Из выборки следует исключить альвеограмму, которая имеет:

- максимальные значения Р и L;
- минимальные значения Р и L;
- максимальное значение Р и минимальное значение L;
- минимальное значение Р и максимальное значение L.

При этом допускается исключение только одной кривой.

Мы уверены, что следование этому правилу внесет вклад в увеличение воспроизводимости получаемых результатов.

Дюба Арно

Директор по продажам & применению & маркетингу

Шопен Технолоджис



S.A.S. au capital de 1.821.720 Euros
20, avenue Marcellin Berthelot
92396 VILLENEUVE-LA-GARENNE Cedex, France
RCS Nanterre - Siret 403 156 441 00020 - APE 332B

TOOLS AND EQUIPMENTS FOR THE CONTROL OF THE CHARACTERISTICS OF CEREALS AND THEIR DERIVATIVES

CHOPIN TECHNOLOGIES is a subsidiary company of the Tripette & Renaud group

20 avenue Marcellin Berthelot, 92396 Villeneuve-la-Garenne Cedex, France

+33 1 41 47 50 33 – +33 1 41 47 17 13 – info@chopin.fr – www.chopin.fr

SAS au capital de 1 821 720 Euros – RCS Nanterre – Siret 403 156 441 00020 – APE 332B – TVA FR 03 403 156 441